

我们专注于细胞培养

We focus on cell culture

地址：上海市奉贤区南丰路1569号
电话：021-3719 6939
传真：021-3719 6938
邮箱：info@basalmedia.com
网址：www.basalmedia.com



BASALMEDIA



细胞培养产品手册 Cell Culture Products Brochure 2025

上海源培生物科技股份有限公司
Shanghai Basalmedia Technologies Co., Ltd.



目录

P02	关于源培
P03	科学与基础研究
P07	细胞与基因治疗
P09	疫苗与生物制药
P15	细胞培养相关试剂
P19	培养基定制服务
P20	细胞驯化服务
P20	培养基开发服务
P21	友商产品参照对比表

2 关于源培

上海源培生物科技股份有限公司成立于2012年11月，座落于上海浦东经济开发区内生物科技园，专注于细胞培养基、微生物培养基及相关试剂等的研发和生产，以及生物科技领域内的技术开发与服务等。

2015年10月，源培生物登录新三板（股票代码：833783）。

ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证
(认证编号: 117 22 S0 0019-01 ROM)

ISO14001:2015环境管理体系认证
(认证编号: 117 22 E0 0020-01 ROM)

ISO13485:2016医疗器械质量管理体系认证
(认证编号: 117 19 Q0M 0046 ROM)

ISO9001:2015质量管理体系认证
(认证编号: 117 19 Q0 0039-05 ROM)

独家配方 **20+**
申请专利 **60+**
注册商标 **50+**
注册DMF **5+**



GMP厂房设施面积 **8000平+**
液体培养基年产能 **100万升+**
干粉培养基年产能 **5000万升+**
微生物检测平皿年产能 **1000万片+**
微生物瓶装培养基年产能 **150万瓶+**

► 产品布局

细胞培养基产品线



科学与基础研究

- 经典培养基
- 原代细胞培养基
- 血清与血清替代物



细胞与基因治疗 (CGT)

- 免疫细胞治疗
- 干细胞治疗
- 神经细胞研究



疫苗与生物制药

- 重组蛋白和抗体生产
- 病毒表达



细胞培养相关试剂

- 平衡盐溶液
- 细胞消化与解离试剂
- 抗生物抗菌生物试剂
- 细胞培养添加剂

货号	产品描述	规格	价格 (元)	友商货号
基础培养基				
L110KJ	高糖 DMEM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和丙酮酸钠, 不含 HEPES	500 mL	70	11995065/SH30243
L113KJ	高糖 DMEM 培养基 (ATCC 改良) 含 L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 1.5 g/L 碳酸氢钠	500 mL	210	30-2002
L120KJ	高糖 DMEM 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺, 不含丙酮酸钠和 HEPES	500 mL	70	11965092/SH30022
L130KJ	高糖 DMEM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 HEPES, 不含丙酮酸钠	500 mL	70	12430054
L140KJ	高糖 DMEM 培养基 含酚红, 不含 L-谷氨酰胺和 HEPES, 不含酚红和丙酮酸钠	500 mL	140	21063029/SH30284
L150KJ	高糖 DMEM 培养基 含酚红, 不含 L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES	500 mL	70	11960044/SH30081
L160KJ	无糖 DMEM 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺, 不含丙酮酸钠和 HEPES	500 mL	140	11966025
L170KJ	低糖 DMEM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和丙酮酸钠, 不含 HEPES	500 mL	70	11885084/SH30021
L180KJ	S-Reduce® 高糖 DMEM 减血清培养基 (Advanced) 含酚红、丙酮酸钠和非必需氨基酸, 不含 L-谷氨酰胺和 HEPES	500 mL	210	12491015
P110L7	高糖 DMEM 培养基 干粉 含酚红、L-谷氨酰胺和丙酮酸钠, 不含 HEPES	10 L	308	12800017
P110LV	高糖 DMEM 培养基 干粉 含酚红、L-谷氨酰胺和丙酮酸钠, 不含 HEPES	100 L	1506	02-5062EJ
P1A0LV	高糖 DMEM 培养基 干粉 含 L-谷氨酰胺和丙酮酸钠, 不含酚红和 HEPES	100 L	1506	
L310KJ	DMEM/F-12 (1:1) 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 HEPES	500 mL	70	11330032/SH30023
L320KJ	DMEM/F-12 (1:1) 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺, 不含 HEPES	500 mL	70	11320033/SH30271
L330KJ	S-Reduce® DMEM/F-12 (1:1) 减血清培养基 (Advanced) 含酚红、丙酮酸钠和非必需氨基酸, 不含 L-谷氨酰胺和 HEPES	500 mL	210	12634010
L340KJ	DMEM/F-12 (1:1) 培养基 含 L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES, 不含酚红	500 mL	210	11039021
L370KJ	DMEM/F-12 (1:1) 培养基 含 L-丙酮酸钠和谷氨酰胺	500 mL	140	
L390KJ	StemGro® DMEM/F-12 (1:1) 培养基 (Knockout) 含酚红, 不含 L-谷氨酰胺和 HEPES	500 mL	210	12660012

货号	产品描述	规格	价格 (元)	友商货号
基础培养基				
F-12 培养基	L410KJ Ham's F-12 营养培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺	500 mL	70	11765054/SH30026
	L450KJ Ham's F-12 K (Kaijahn 改良) 营养培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺	500 mL	140	21127022/SH30526
	L510KJ MEM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 Earle 平衡盐, 不含非必需氨基酸	500 mL	70	11095080/SH30024
	L520KJ S-Reduce® MEM 减血清培养基 (Advanced) 含酚红、丙酮酸钠和非必需氨基酸, 不含 L-谷氨酰胺	500 mL	210	12492013/SH30564
MEM 培养基	L530JV UltraFectin® 转染专用减血清培养基 (OptiMEM) 含酚红、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES	100 mL	140	31985062
	L530KJ UltraFectin® 转染专用减血清培养基 (OptiMEM) 含酚红、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES	500 mL	316	31985070
	L531KJ UltraFectin® 转染专用减血清培养基, 不含酚红	500 mL	316	
	L540KJ MEM 培养基 (ATCC 改良) 含酚红、2 mM L-谷氨酰胺、1 mM 丙酮酸钠和非必需氨基酸	500 mL	210	30-2003
	L550KJ MEM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺、Earle 平衡盐和非必需氨基酸	500 mL	70	
	L560KJ MEM α 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺, 不含核糖和脱氧核糖	500 mL	70	12561056
	L562KJ MEM α 培养基 含 L-谷氨酰胺, 不含酚红、核糖和脱氧核糖	500 mL	140	
	L570KJ MEM α 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺、核糖和脱氧核糖	500 mL	70	12571063/SH30265
	L571KJ MEM α 培养基 含 L-谷氨酰胺、核糖和脱氧核糖, 不含酚红	500 mL	140	
	L580KJ MEM 培养基 (Ternin's 改良) 2X 含 L-谷氨酰胺和 Earle 平衡盐, 不含酚红	500 mL	348	
RPMI 1640	P530LV UltraFectin® Ops-MEM 低血清培养基, 无动物源, 干粉	100 L	31828	
	P550L7 MEM 培养基 干粉 含酚红、Earle 平衡盐、L-谷氨酰胺和非必需氨基酸	10 L	308	41500018
	P550LV MEM 培养基 干粉 含酚红、Earle 平衡盐、L-谷氨酰胺和非必需氨基酸	100 L	1506	41500034/SH30050
	L210KJ RPMI 1640 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺, 不含 HEPES	500 mL	70	11875093/SH30809
	L220KJ RPMI 1640 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 HEPES	500 mL	70	22400089/SH30255
	L230KJ RPMI 1640 培养基 含 L-谷氨酰胺, 不含酚红和 HEPES	500 mL	140	11835030
L240KJ	RPMI 1640 培养基 (ATCC 改良) 含酚红、4.5 g/L D-葡萄糖、300 mg/L L-谷氨酰胺、 1 mM 丙酮酸钠和 10 mM HEPES	500 mL	210	A1049101/30-2001

货号	产品描述	规格	价格 (元)	友商货号
----	------	----	--------	------

基础培养基

RPMI 1640	L270KJ 无糖 RPMI 1640 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺, 不含 HEPES	500 mL	140	11879020
	P210L7 RPMI 1640 培养基 干粉 含酚红和 L-谷氨酰胺, 不含 HEPES	10 L	308	31800089
	P210LV RPMI 1640 培养基 干粉 含酚红和 L-谷氨酰胺, 不含 HEPES	100 L	1506	31800-/SH30011
其他 基础 培养基	IMDM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES 不含 β -巯基乙醇和 α -硫代甘油	500 mL	70	12440053/SH30228
	Leibovitz's L-15 培养基 含酚红、D-半乳糖、L-谷氨酰胺和丙酮酸钠	500 mL	140	11415064/SH30525
	L620KJ McCoy's 5A 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和蛋白胨, 不含丙酮酸钠和 HEPES	500 mL	140	16600082/SH30200
	L640KJ M199 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺, 不含 HEPES	500 mL	70	11150059/SH30253
	P640LV M199 培养基 干粉 含酚红和 L-谷氨酰胺, 不含 HEPES	100 L	1806	03-5008EJ/SH30297
	L660KJ Williams 培养基 E 含甘氨酸和丙酮酸钠, 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HEPES	500 mL	140	A1217601
	L670KJ Schneider's 果蝇细胞培养基 含 L-谷氨酰胺, 不含酚红	500 mL	316	21720024
	★ L680KJ MCDB 153 培养基 含 L-谷氨酰胺	500 mL	210	
	★ L681KJ MCDB 131 培养基 不含 L-谷氨酰胺	500 mL	210	10372019
	L710KJ Waymouth MB 752/1 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺	500 mL	210	11220035
	H840KJ TC-100 昆虫细胞培养基	500 mL	316	
	L820KJ CO ₂ 非依赖性培养基	500 mL	348	18045088
	T450JJ M2 培养基(用于小鼠胚胎细胞培养)	50 mL	280	
	T451JJ M16 培养基(用于小鼠胚胎细胞培养)	50 mL	280	
	★ MCDB 104、105、107、110、120、131、151、153、170、201、302 均可定制。			

原代细胞培养基

C120JV 角质细胞完全培养基	100 mL	290	17005042
C140JV 内皮细胞完全培养基	100 mL	290	1001 (Sciencell)
C150JV 上皮细胞完全培养基	100 mL	290	CC-3170 (Lonza)

货号	产品描述	规格	价格 (元)	友商货号
----	------	----	--------	------

血清

FBS500 Moregate 胎牛血清 原产地: 新西兰	500 mL	10000		
S615JJ Moregate 胎牛血清 源成分装	50 mL	1100		
S615JY Moregate 胎牛血清 源成分装	10*50 mL	10500		
S660JJ 胎牛血清 原产地: 中国、已辐照	50 mL	328		
S660JY 胎牛血清 原产地: 中国、已辐照	10*50 mL	3058		
小牛血清 CS-05 Selborne 小牛血清 澳洲原装进口	1000 mL	1966		

胎牛血清

小牛血清

货号 产品描述 规格 价格 (元) 友商货号

细胞免疫治疗研究相关产品

免疫细胞

T110KJ	LymGro® 淋巴祖细胞无血清培养基 含酚红、L-谷氨酰胺、L-丙氨酸谷氨酰胺和 HSA	500 mL	348	0870112DK
T120KJ	LymGro® 淋巴祖细胞无血清培养基 含 L-谷氨酰胺、L-丙氨酸谷氨酰胺和 HSA, 不含酚红	500 mL	348	
T150KJ	LymGro® OptiT 淋巴祖细胞无血清培养基	500 mL	348	

干细胞研究相关产品

间充质干细胞

T310JV	StemGro® 间充质干细胞 (MSC) 扩增培养基 含酚红和胎牛血清替代物	100 mL	460	A1033201
T310KJ	StemGro® 间充质干细胞 (MSC) 扩增培养基 含酚红和胎牛血清替代物	500 mL	1806	
T311JV	StemGro® 间充质干细胞 (MSC) 扩增培养基 含胎牛血清替代物, 不含酚红	100 mL	460	
T311KJ	StemGro® 间充质干细胞 (MSC) 扩增培养基 含胎牛血清替代物, 不含酚红	500 mL	1806	
T320KJ	StemGro® 间充质干细胞 (MSC) 无血清基础培养基 不含胎牛血清替代物	500 mL	460	
T321KJ	StemGro® 间充质干细胞 (MSC) 无血清基础培养基 不含酚红、胎牛血清替代物	500 mL	460	
T322KJ	StemGro® 间充质干细胞 (MSC) 无血清基础培养基 II	500 mL	460	
T323KJ	StemGro® 间充质干细胞 (MSC) 无血清基础培养基 II 不含酚红	500 mL	460	
T324KJ	StemGro® MSCplus1 基础培养基	500 mL	926	
T325KJ	StemGro® MSCplus1 基础培养基, 不含酚红	500 mL	926	

多功能干细胞

T430KJ	StemGro® ESS8 多功能干细胞培养基套装	450 mL+50 mL	1312	A2858501
T440KJ	StemGro® TeSR 多功能干细胞培养基套装	400 mL+100 mL	2624	05825

货号 产品描述 规格 价格 (元) 友商货号

神经细胞研究相关产品

神经细胞

S430J4	N-2 无血清添加剂 100X	5 mL	580	17502048
S440J7	B-27 无血清添加剂 50X	10 mL	812	17504044
S441J7	B-27 无血清添加剂 50X 不含维生素 A	10 mL	880	12587010
S442J7	B-27 无血清添加剂 50X 不含抗氧化剂	10 mL	880	10889038
S443J7	B-27 无血清添加剂 50X 无动物源	10 mL	1624	
S444J7	B-27 无血清添加剂 50X 无动物源 不含维生素 A	10 mL	1624	
S445J7	B-27 无血清添加剂, 不含胰岛素, 50X	10 mL	1160	
T710KJ	NeuroGro® 神经基础培养基 不含 L-谷氨酰胺	500 mL	460	21103049
T711KJ	NeuroGro® 神经基础培养基, 不含酚红	500 mL	460	
T720KJ	NeuroGro® 神经基础培养基-A 不含 L-谷氨酰胺	500 mL	460	10888022
T721KJ	NeuroGro® 神经细胞基础培养基-A 不含酚红	500 mL	460	12349015
T730KJ	Hibernate-A 培养基	500 mL	460	
T731KJ	Hibernate-E 培养基	500 mL	460	

外泌体表达无血清培养基

外泌体

T910JV	外泌体表达无血清培养基	100 mL	290	
T910KJ	外泌体表达无血清培养基	500 mL	1160	
T912KJ	外泌体表达无血清培养基 II	500 mL	1160	

货号 产品描述 规格 价格 (元) 友商货号

重组蛋白和抗体生产相关产品

H110KJ	CHOGrow® C01 无血清培养基 含酚红, 不含L-谷氨酰胺和 HT 添加剂	500 mL	460	
H120KJ	CHOGrow® C02 无血清培养基 含酚红, 不含L-谷氨酰胺和 HT 添加剂	500 mL	460	
H125L7	CHOGrow® C02 无血清培养基 干粉 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HT 添加剂	10 L	5212	
H125LJ	CHOGrow® C02 无血清培养基 干粉 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HT 添加剂	50 L	21716	
H160KJ	CHOGrow® C06 无血清培养基 含酚红和 HT 添加剂, 不含L-谷氨酰胺	500 mL	460	
H165L7	CHOGrow® C06 无血清培养基 干粉 含酚红和 HT 添加剂, 不含L-谷氨酰胺	10 L	5212	
H165LJ	CHOGrow® C06 无血清培养基 干粉 含酚红和 HT 添加剂, 不含L-谷氨酰胺	50 L	21716	
H170KJ	CHOGrow® C0 瞬时血清培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺	500 mL	460	
H180KJ	RAPID CHO 18 无血清培养基 含 HT 添加剂, 不含酚红和 L-谷氨酰胺	500 mL	460	
H185L7	RAPID CHO 18 无血清培养基 干粉 含 HT 添加剂, 不含酚红和 L-谷氨酰胺	10 L	5212	
H185LJ	RAPID CHO 18 无血清培养基 干粉 含 HT 添加剂, 不含酚红和 L-谷氨酰胺	50 L	21716	
H210KJ	CHOGrow® 302 无血清培养基	500 mL	460	
H235L7	CHOGrow® 302 CHO Serum-Free Medium Powder Without Phenol Red, L-Glutamine and Sodium Bicarbonate	10 L	5212	
H235LV	CHOGrow® 302 CHO Serum-Free Medium Powder Without Phenol Red, L-Glutamine and Sodium Bicarbonate	100 L	26224	24326C
H310KJ	ActiCHO 无血清培养基 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HT 添加剂	500 mL	460	SH31039
H315L7	ActiCHO 无血清培养基 干粉 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HT 添加剂	10 L	5212	
H315LJ	ActiCHO 无血清培养基 干粉 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HT 添加剂	50 L	21716	
H320KJ	AdvaCHO 无血清培养基 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HT 添加剂	500 mL	460	14366C
H325L7	AdvaCHO 无血清培养基 干粉 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HT 添加剂	10 L	5212	
H325LJ	AdvaCHO 无血清培养基 干粉 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HT 添加剂	50 L	21716	

货号 产品描述 规格 价格 (元) 友商货号

重组蛋白和抗体生产相关产品

H330KJ	DynoCHO 无血清培养基 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HT 添加剂	500 mL	460	A2661501
H335L7	DynoCHO 无血清培养基 干粉 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HT 添加剂	10 L	5212	
H335LJ	DynoCHO 无血清培养基 干粉 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HT 添加剂	50 L	21716	
H340KJ	FusCHO 无血清培养基 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HT 添加剂	500 mL	460	14365C
H345L7	FusCHO 无血清培养基 干粉 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HT 添加剂	10 L	5212	
H345LJ	FusCHO 无血清培养基 干粉 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HT 添加剂	50 L	21716	
H410KJ	CellTurbo® Feed 7 补料套装	500 mL+50 mL	926	
H411KJ	CellTurbo® Feed 7A 补料	500 mL	772	SH31119
H412J	CellTurbo® Feed 7B 补料	50 mL	386	SH31120
H415L7	CellTurbo® Feed 7 补料套装 干粉	10 L+1 L	10424	
H416L7	CellTurbo® Feed 7A 补料 干粉	10 L	9680	
H417L0	CellTurbo® Feed 7B 补料 干粉	1 L	2340	
H420KJ	CellTurbo® AdvaFeed 1 补料	500 mL	926	24367C
H425L7	CellTurbo® AdvaFeed 1 补料 干粉	10 L	10424	
H426L7	CellTurbo® AdvaFeed 1 补料 不含葡萄糖, 干粉	10 L	10424	
H430KJ	CellTurbo® Feed 3 补料 不含酚红和 L-谷氨酰胺	500 mL	812	
H435L7	CellTurbo® Feed 3 补料 干粉 不含酚红和 L-谷氨酰胺	10 L	10424	
H470JV	CellTurbo® 瞬时表达用补料套装	100 mL+10 mL	348	
H470KJ	CellTurbo® 瞬时表达用补料套装	500 mL+50 mL	926	
H480JV	RAPID Feed 18 补料套装	100 mL+10 mL	460	
H480KJ	RAPID Feed 18 补料套装	500 mL+50 mL	1158	
H481JV	RAPID Feed 18A 补料	100 mL	372	
H481KJ	RAPID Feed 18A 补料	500 mL	926	
H482JV	RAPID Feed 18B 补料	10 mL	188	
H482J	RAPID Feed 18B 补料	50 mL	460	
H485L7	RAPID Feed 18 补料套装 干粉	10 L+1 L	10424	
H0011A	CHOGrow® CHO 培养基测试套装	1 Set	3372	

货号	产品描述	规格	价格 (元)	友商货号
----	------	----	--------	------

重组蛋白和抗体生产相关产品

杂交瘤 (悬浮)	H610KJ	HybGro® CD 杂交瘤细胞培养基 不含酚红和 L-谷氨酰胺	500 mL	348	SH30801/11279023
	H630KJ	HybGro® 杂交瘤细胞无血清培养基 II 含酚红、L-谷氨酰胺和 L-丙氨酸谷氨酰胺	500 mL	348	12045084
	H460KJ	CellTurbo® 杂交瘤补料套装	500 mL	926	
	H710KJ	293Pro® CD 293 无血清培养基 无动物源 含酚红、L-谷氨酰胺和 L-丙氨酸谷氨酰胺, 不含酚红	500 mL	348	
293	H715LJ	293Pro® CD 293 无血清培养基 无动物源 干粉 含 L-谷氨酰胺和 L-丙氨酸谷氨酰胺, 不含酚红	50 L	21716	
	H720KJ	293Pro® CD 293 TT 无血清培养基, 无动物源	500 mL	348	
	H731KJ	293Pro® CD 293 M 无血清培养基 无动物源 含 L-谷氨酰胺和 L-丙氨酸谷氨酰胺, 不含酚红	500 mL	348	
	H732KJ	293Pro® CD 293 M 无血清培养基 无动物源 含 L-谷氨酰胺和 L-丙氨酸谷氨酰胺, 不含酚红和 EDTA	500 mL	348	
	H735L7	293Pro® CD 293 M 无血清培养基 无动物源 干粉 不含酚红和 L-谷氨酰胺	10 L	5212	
	H735LJ	293Pro® CD 293 M 无血清培养基 无动物源 干粉 不含酚红和 L-谷氨酰胺	50 L	21716	
	H740KJ	293Pro® 293 S 无血清培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺	500 mL	348	
	H745L7	293Pro® 293 S 无血清培养基 干粉 含酚红和 L-谷氨酰胺	10 L	5212	
	H745LJ	293Pro® 293 S 无血清培养基 干粉 含酚红和 L-谷氨酰胺	50 L	21716	
	H450JV	CellTurbo® 293 瞬时转染用补料套装	1 Set	348	
	H450KJ	CellTurbo® 293 瞬时转染用补料套装	1 Set	926	
	H832KJ	InsectPro® 昆虫细胞无血清培养基 无动物源 含 L-谷氨酰胺, 不含酚红	500 mL	348	
昆虫细胞 (悬浮)	H836L7	InsectPro® 昆虫细胞无血清培养基套装 无动物源 干粉 含 L-谷氨酰胺, 不含酚红	10 L	5212	
	H836LJ	InsectPro® 昆虫细胞无血清培养基套装 无动物源 干粉 含 L-谷氨酰胺, 不含酚红	50 L	21716	
	H861KJ	InsectPro® 昆虫细胞无血清培养基补料 无动物源	500 mL	926	
	H865L7	InsectPro® 昆虫细胞无血清培养基补料 干粉 不含酚红和 L-谷氨酰胺	10 L	10424	

货号	产品描述	规格	价格 (元)	友商货号
----	------	----	--------	------

病毒表达相关产品

DF-1 (贴壁)	H540KJ	VirusPro® 鸡胚成纤维细胞 (DF-1) 无血清培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 L-丙氨酸谷氨酰胺	500 mL	460	
	H545L7	VirusPro® 鸡胚成纤维细胞 (DF-1) 无血清培养基 干粉 含 L-谷氨酰胺和 L-丙氨酸谷氨酰胺, 不含酚红	10 L	5212	
A549 (贴壁)	H580KJ	VirusPro® A549 细胞无血清培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 L-丙氨酸谷氨酰胺	500 mL	460	
	H522KJ	VirusPro® CD BHK 细胞无血清培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺	500 mL	436	
BHK-21 (悬浮)	H527L7	VirusPro® CD BHK 细胞无血清培养基 干粉 含 L-谷氨酰胺, 不含酚红	10 L	5212	
	H527LJ	VirusPro® CD BHK 细胞无血清培养基 干粉 含 L-谷氨酰胺, 不含酚红	50 L	21716	
HDC (贴壁)	H531KJ	VirusPro® 人二倍体细胞 (HDC) 低血清培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺	500 mL	460	
	H536L7	VirusPro® 人二倍体细胞 (HDC) 低血清培养基 干粉 含 L-谷氨酰胺和 HEPES, 不含酚红	10 L	5212	
	H536LJ	VirusPro® 人二倍体细胞 (HDC) 低血清培养基 干粉 含 L-谷氨酰胺和 HEPES, 不含酚红	50 L	21716	
	H551KJ	VirusPro® PK-15-S 细胞无血清培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 L-丙氨酸谷氨酰胺	500 mL	460	
PK-15 (悬浮)	H556L7	VirusPro® PK-15-S 细胞无血清培养基 干粉 含酚红、L-谷氨酰胺和 L-丙氨酸谷氨酰胺	10 L	5212	
	H556LJ	VirusPro® PK-15-S 细胞无血清培养基 干粉 含酚红、L-谷氨酰胺和 L-丙氨酸谷氨酰胺	50 L	21716	
ST (悬浮)	H561KJ	VirusPro® ST-S 细胞无血清培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 L-丙氨酸谷氨酰胺	500 mL	460	
	H566L7	VirusPro® ST-S 细胞无血清培养基 干粉 含酚红、L-谷氨酰胺和 L-丙氨酸谷氨酰胺	10 L	5212	
	H566LJ	VirusPro® ST-S 细胞无血清培养基 干粉 含酚红、L-谷氨酰胺和 L-丙氨酸谷氨酰胺	50 L	21716	
	H570KJ	VirusPro® CD Vero-S 细胞无血清培养基 含 L-谷氨酰胺, 不含酚红	500 mL	460	
Vero (悬浮)	H575L7	VirusPro® CD Vero-S 细胞无血清培养基 干粉 含 L-谷氨酰胺, 不含酚红	10 L	5212	

货号 产品描述 规格 价格 (元) 友商货号

病毒表达相关产品

MSVP (贴壁)	H510KJ	VirusPro® MSVP 无血清培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺	500 mL	460
	H515L7	VirusPro® MSVP 无血清培养基 干粉 含酚红, 不含 L-谷氨酰胺	10 L	5212
VP SFM (贴壁)	H513KJ	VirusPro® VP SFM 无血清培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺	500 mL	460
	H518LJ	VirusPro® VP SFM 无血清培养基 干粉 含酚红和 L-谷氨酰胺	50 L	21716
	H519LJ	VirusPro® VP SFM 无血清培养基 干粉	50 L	21716
MDCK (悬浮)	H586L7	VirusPro® MDCK-S 细胞无血清培养基 干粉 含酚红、L-谷氨酰胺和 L-丙氨酸谷氨酰胺	10 L	5212
	H586LJ	VirusPro® MDCK-S 细胞无血清培养基 干粉 含酚红、L-谷氨酰胺和 L-丙氨酸谷氨酰胺	50 L	21716
	H588KJ	VirusPro® MDCK-S 细胞无血清培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 L-丙氨酸谷氨酰胺	500 mL	460
MDBK (悬浮)	H5A0KJ	VirusPro® MDBK-S 细胞无血清培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺	500 mL	460
	H5A5L7	VirusPro® MDBK-S 细胞无血清培养基 干粉 含 L-谷氨酰胺, 不含酚红	10 L	5212
	H5A5LJ	VirusPro® MDBK-S 细胞无血清培养基 干粉 含 L-谷氨酰胺, 不含酚红	50 L	21716
CEF (贴壁)	H5C0KJ	VirusPro® CEF 细胞低血清培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 L-丙氨酸谷氨酰胺	500 mL	460
	H5C5L7	VirusPro® CEF 细胞低血清培养基 干粉 含 L-谷氨酰胺和 L-丙氨酸谷氨酰胺, 不含酚红	10 L	5212
	H5C5LJ	VirusPro® CEF 细胞低血清培养基 干粉 含 L-谷氨酰胺和 L-丙氨酸谷氨酰胺, 不含酚红	100 L	26224
	H5E0KJ	VirusPro® CEF 细胞无血清培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 L-丙氨酸谷氨酰胺	500 mL	460
	H5E5L7	VirusPro® CEF 细胞无血清培养基 干粉 含酚红、L-谷氨酰胺和 L-丙氨酸谷氨酰胺	10 L	5212
	H5E5LJ	VirusPro® CEF 细胞无血清培养基 干粉 含酚红、L-谷氨酰胺和 L-丙氨酸谷氨酰胺	50 L	21716
Hela (悬浮)	HA10KJ	VirusPro® CD Hela 细胞无血清培养基 不含酚红和 L-谷氨酰胺	500 mL	580
	HA15L7	VirusPro® CD Hela 细胞无血清培养基 干粉 不含酚红和 L-谷氨酰胺	10 L	12160
	HA15LJ	VirusPro® CD Hela 细胞无血清培养基 干粉 不含酚红和 L-谷氨酰胺	50 L	48640

货号 产品描述 规格 价格 (元) 友商货号

病毒表达相关产品

支原体	H910KJ	支原体低血清培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺	500 mL	926
	H915L7	支原体低血清培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺	10 L	10424

货号	产品描述	规格	价格 (元)	友商货号
平衡盐溶液				
DPBS	B210KJ Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 DPBS 不含钙、镁离子和酚红	500 mL	68	14190144/SH30028
	B215L7 Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 DPBS 干粉 不含钙、镁离子和酚红	10 L	174	21600069
	B220KJ Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 DPBS 含钙、镁离子, 不含酚红	500 mL	68	14040133/SH30264
	B260KJ Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 DPBS 10X 不含钙、镁离子和酚红	500 mL	210	14200075/SH30378
PBS	B310KJ 磷酸盐缓冲液 PBS pH7.2 不含钙、镁离子和酚红	500 mL	68	20012027/SH30256
	B320KJ 磷酸盐缓冲液 PBS pH7.4 不含钙、镁离子和酚红	500 mL	68	10010023/SH30256
PBS-EDTA	B390KJ PBS-EDTA缓冲液	500 mL	140	
HBSS	B410KJ Hank's 平衡盐溶液 HBSS 含碳酸氢钠和钙、镁离子, 不含酚红	500 mL	68	14025092/SH30268
	B420KJ Hank's 平衡盐溶液 HBSS 含酚红和碳酸氢钠, 不含钙、镁离子	500 mL	68	14170112/SH30031
	B430KJ Hank's 平衡盐溶液 HBSS 含碳酸氢钠, 不含钙、镁离子和酚红	500 mL	68	14175095/SH30588
EBSS	B610KJ Earle's 平衡盐溶液 EBSS 含碳酸氢钠, 不含酚红和钙、镁离子	500 mL	140	14155063
细胞消化与解离试剂				
胰蛋白酶	S310JV 0.25% 胰酶 EDTA 溶液	100 mL	118	25200056/SH30042
	S310KJ 0.25% 胰酶 EDTA 溶液	500 mL	290	25200056/SH30042
	S312JV 0.25% 胰酶 EDTA 溶液 不含酚红	100 mL	210	
	S320JV 0.05% 胰酶 EDTA 溶液	100 mL	118	25300054/SH30236
	S320KJ 0.05% 胰酶 EDTA 溶液	500 mL	290	
	S330JV 0.25% 胰蛋白酶溶液 不含 EDTA	100 mL	140	15050065
胰蛋白酶	S330KJ 0.25% 胰蛋白酶溶液 不含 EDTA	500 mL	400	15050065
	S350TV 胰蛋白酶 (1-250) 细胞培养用 (已辐照 干粉)	100 g	3165	27250018
重组胰蛋白酶	S340JV Trypzyme® 重组胰蛋白酶消化液 10X 不含酚红, 不含动物源成分	100 mL	926	A1217701
	S340KJ Trypzyme® 重组胰蛋白酶消化液 10X 不含酚红, 不含动物源成分	500 mL	4128	A1217702

货号	产品描述	规格	价格 (元)	友商货号
细胞消化与解离试剂				
S342JV	Trypzyme® 重组胰蛋白酶消化液 1X 不含酚红, 不含动物源成分	100 mL	140	12563011
S342KJ	Trypzyme® 重组胰蛋白酶消化液 1X 不含酚红, 不含动物源成分	500 mL	580	12604021
S347JV	Trypzyme® 重组胰蛋白酶消化液 含酚红	100 mL	140	
S347KJ	Trypzyme® 重组胰蛋白酶消化液 含酚红	500 mL	580	
X342JV	Trypzyme® 细胞消化液 不含酚红	100 mL	140	
X342KJ	Trypzyme® 细胞消化液 不含酚红	500 mL	580	
胶原酶	S361RV I 型胶原酶 干粉	100 mg	460	17100017
	S362RV II 型胶原酶 干粉	100 mg	460	17101015
	S364RV IV 型胶原酶 干粉	100 mg	460	17104019
	S366JV I 型胶原酶溶液 1mg/mL	10 mL	140	
胶原酶	S367JV II 型胶原酶溶液 1mg/mL	10 mL	140	
	S368JV IV 型胶原酶溶液 1mg/mL	10 mL	140	
无酶细胞消化液	S343JV CD-Trpizer® 化学成分限定细胞消化液 不含酚红, 不含动物源成分	100 mL	316	
	B391JV 0.5 mM EDTA 溶液	100 mL	70	
	B391KJ 0.5 mM EDTA 溶液	500 mL	140	
抗生素、抗微生物试剂				
S110JV	青霉素-链霉素-双抗溶液 100X	100 mL	118	15140122/SV30010
S120JV	抗生素-抗真菌素-三抗溶液 100X	100 mL	232	15240062/SV30079
S130JV	庆大霉素 Gentamicin 10 mg/mL	10 mL	118	15710064
S140JO	Zedon 选择性抗生素 100 mg/mL	1 mL	480	R25001
S150JV	G418 选择性抗生素 50 mg/mL	10 mL	348	10131035/SV30069
S160JV	潮霉素 B Hygromycin B 50 mg/mL	10 mL	1120	10687010/SV30070
S170JV	两性霉素 B Amphotericin B 250 µg/mL	10 mL	232	15290018/SV30078
S180JO	杀细菌素 S Blasticidin S 10 mg/mL	1 mL	520	A1113903
S190JV	硫酸卡那霉素 Kanamycin 100X (10 mg/mL)	100 mL	290	15160054
S250JO	嘌呤霉素 Puromycin 10 mg/mL	1 mL	400	A1113803/SV30075
S2701A	LabCare® 支原体去除试剂	1mL+1mL	290	10799050001

货号 产品描述 规格 价格 (元) 友商货号

细胞培养添加剂

S210JV	200mM L-谷氨酰胺溶液	100 mL	232	25030081/SH30034
S220JV	MEM 非必需氨基酸溶液 100X	100 mL	174	11140050/SH30238
S230JV	MEM 必需氨基酸溶液 50X	100 mL	174	11130051/SH30598
S240JV	200mM L-丙氨酸谷氨酰胺溶液	100 mL	290	35050061
S291J7	CellTurbo® 100g/L 植物蛋白水解物溶液	10 mL	140	
S291JV	CellTurbo® 100g/L 植物蛋白水解物溶液	100 mL	580	
S380V0	L-谷氨酰胺 干粉	1 kg	2896	21051040
S410JV	100mM 丙酮酸钠溶液	100 mL	118	11360070
S420JV	MEM 维生素溶液 100X	100 mL	174	11120052/SH30599
S450J7	胰岛素 转铁蛋白 硒添加剂 (ITS-G) 100X 无动物源	10 mL	460	41400045
S451J7	胰岛素 转铁蛋白 硒-丙酮酸钠添加剂 (ITS-A) 100X 无动物源	10 mL	460	51300044
S452J7	胰岛素 转铁蛋白 硒-乙醇胺添加剂 (ITS-X) 100X 无动物源	10 mL	480	51500056
S454RV	重组人胰岛素 细胞培养用 干粉	100 mg	580	1137649700
S454T0	重组人胰岛素 细胞培养用 干粉	1 g	3165	
S475T7	牛血清白蛋白 BSA 低内毒素 低脂酰胺 干粉	10 g	926	
S476T7	牛血清白蛋白 BSA 低内毒素 干粉	10 g	460	
S479J7	重组人血清白蛋白溶液 (HSA) 溶液, 200mg/mL	10 mL	880	
S479J7	重组人血清白蛋白溶液 (HSA) 溶液, 200mg/mL	50 mL	4128	
S482RV	重组人转铁蛋白 铁饱和型 (HOLO) 干粉	100 mg	580	
S482T0	重组人转铁蛋白 铁饱和型 (HOLO) 干粉	1 g	3165	
S490J7	抗细胞粘附剂 无动物源	10 mL	290	0010057AE
S490JV	抗细胞粘附剂 无动物源	100 mL	1450	0010057DG
S496J7	化学成分明确的胶原浓缩液	10 mL	118	
S496JV	化学成分明确的胶原浓缩液	100 mL	696	11905031
S497T0	植物来源合成胆固醇, 干粉	1 g	2034	C1231 (sigma)
S497T7	植物来源合成胆固醇, 干粉	10 g	18306	
S504J0	10mM Y-27632 溶液 (1000X), 无动物源	1 mL	460	
S911J7	HT 添加剂 100X 用于细胞体外培养	50 mL	790	11067030
S912JV	HAT 添加剂 50X 用于细胞体外培养	100 mL	580	21060017
S918JV	GS 添加剂 50X	100 mL	926	58672C/SH30586.01
S918KJ	GS 添加剂 50X	500 mL	4054	SH30586.02
S928J0	CEPT 添加剂 1000X	1mL	2034	
S929J4	多聚补充剂 1000X	5 mL	812	

货号 产品描述 规格 价格 (元) 友商货号

生物学缓冲剂

B110JV	1M HEPES 缓冲液	100 mL	480	15630080/SH30237.01
B115TV	HEPES 干粉	100 g	480	SH30337.03
B115V0	HEPES 干粉	1 kg	2896	11344041

细胞保存液与冻存液

S917JV	CD-Freezer® 细胞保存液 不含 DMSO	100 mL	460	
S919JV	CD-Freezer® 细胞冻存液 含 7.5% DMSO	100 mL	580	

细胞密度梯度分离液

R710JV	p1.077 样本密度分离液	100 mL	290	17544(Cytiva)
R710KJ	p1.077 样本密度分离液	500 mL	1306	17544(Cytiva)
R714JV	OptiDensity(R) 胰克沙醇溶液 60% (W/V)	100 mL	1158	D1556(optiprep™)

细胞培养用水

L912KJ	超纯水 无内毒素 无热源 细胞培养级	500 mL	70	15230162/SH30529.02
M910KJ	蒸馏水, 无DNase/Rnase	500 mL	90	

葡萄糖溶液

S261JV	300 g/L 葡萄糖溶液	100 mL	290	A2494001
--------	---------------	--------	-----	----------

其他细胞培养相关产品

R620T0	IPTG 干粉	1 g	232	
R631R4	地塞米松 干粉	5 mg	290	
S371JV	红细胞裂解液 1X	100 mL	76	A1049201
S371KJ	红细胞裂解液 1X	500 mL	232	A10492
S372KJ	RBC Lysis Solution	500 mL	520	158904 (Qiagen)
S372L0	RBC Lysis Solution	1000 mL	926	158904 (Qiagen)

培养基定制服务

各种培养基均可根据您的要求定制。我们的定制产品服务组将与您合作，确认您所需要培养基的配方组成，加工方法、包装、标识、运输和储存条件以及价格。

源培生物干粉和液体培养基都是在符合GMP要求的洁净厂房生产。其中干粉培养基生产车间洁净级别为D级，液体培养基和预灌装平皿培养基生产车间洁净级别为B级背景、A级灌装。公司建立40套独立的HVAC系统，26套用于生产，11套达到D级，12套达到C级，3套达到B级环境要求。每套都通过验证并定期监控。

液体培养基采用内毒素极低的注射用水配制。液体配料罐具有在线温度和pH监测功能。培养基经0.45μm和0.22μm过滤后灌装。

定制批次

形式	包装	最小起订量	最大量/批次
液体培养基	瓶装	5L (10瓶500mL包装)	1000L
干粉培养基	袋装	20kg, 约可配制1000L溶液	500kg

检测项目

形式	澄清度	外观检测	装量检测	细菌内毒素	pH值	渗透压	支原体
液体培养基	✓		✓	✓	✓	✓	✓
干粉培养基		✓	✓	✓	✓	✓	✓

液体基础培养基 (GLP/GMP) 定制梯度价

单次定制量	级别	单价/500mL	总价
5L	GLP	400	4000
10L	GLP	250	5000
20L	GLP	225	9000
50L	GLP	200	20000
100L	GLP	150	30000
200L	GLP	100	40000
500L	GMP	80	80000
1000L	GMP	60	120000

备注：定制产品标准包装如500mL/瓶；客户也可以选择更大包装形式，另可按客户实际使用要求选择不同规格的袋装培养基。

本手册是源培生物细胞培养基产品分类，本公司还提供用于微生物检测和环境监测等用途的预灌装平皿等产品，这类产品并未列入本手册。如欲了解源培生物的其他产品，敬请向源培生物或源培生物在当地的授权代理商咨询，或登录本公司网站查询：www.basalmedia.com

源培生物的代理商网络已覆盖全国主要省份和直辖市，敬请登录源培生物网站查询您所在地区的授权代理商以获得更快捷的服务。

为方便用户对照使用，本手册列表部分产品在最后一列列出了具有相同配方或功能的其他品牌的货号。这些产品主要来自Gibco®品牌(现属ThermoFisherScientific赛默飞世尔科技公司)、HyClone品牌(现属Cytiva思拓凡公司)和ATCC。因版面所限未作具体说明。

本手册中的价格及产品描述等信息随时可能根据实际情况更新，恕不另行通知。请务必于订货前与销售人员进行确认。

本手册中出现的带有注册商标标识的名称，除已注明外，均为源培生物的注册商标，受中国商标法保护。

细胞驯化服务


源培生物可为客户提供个性化细胞驯化服务，根据客户的要求，可以将贴壁细胞驯化至悬浮培养，或从常规血清清添加量驯化至低血清添加量等。

贴壁细胞驯化至低血清或无血清培养

拥有多种相对适用的低血清培养基（添加1-3%血清）和无血清无动物源培养基，可根据具体细胞做出调整，成功率高，驯化周期短。

贴壁细胞驯化至无血清悬浮培养

拥有丰富的悬浮培养基及多种解决方案，可有效解决悬浮驯化过程中遇到的细胞结团、增殖缓慢、细胞存活率低等问题。已成功将MDCK、PK15、ST、Vero、Hela、293T、MDCK、F81等贴壁细胞驯化至无血清悬浮培养。



培养基开发服务

源培生物可为客户提供细胞培养基定制开发服务，优化细胞生长，优化产物表达，优化产品质量等。

- 源培生物已建立Vero细胞、二倍体细胞、MDCK细胞、CHO细胞、293细胞、昆虫细胞、杂交瘤细胞、淋巴细胞、干细胞、神经细胞等培养基平台，培养基配方丰富，拥有丰富的培养基开发优化经验。
- 培养基种类丰富，可以根据不同细胞的不同表型特征做出优化。
- 配备LS-MS/GC-MS等检测平台进行代谢分析。
- 配备200L反应器中试平台，可微工艺验证及放大。

友商产品参照对比表

源培	品名	规格	ThermoFisher	Cytiva	ATCC
B110JV	1M HEPES 缓冲液	100 mL	15630080	SH30237	
B115TV	HEPES, 干粉	100 g		SH30337	
B115V0	HEPES, 干粉	1 kg	11344041		
B210KJ	Dulbecco's 磷酸盐缓冲液, DPBS 不含钙、镁离子和酚红	500 mL	14190144	SH30028	30-2200
B215L7	Dulbecco's 磷酸盐缓冲液, DPBS, 干粉 不含钙、镁离子和酚红	10 L	21600069		
B220KJ	Dulbecco's 磷酸盐缓冲液, DPBS 含钙、镁离子, 不含酚红	500 ml	14040133	SH30264	
B260KJ	Dulbecco's 磷酸盐缓冲液, DPBS, 10X 不含钙、镁离子和酚红	500 mL	14200075	SH30378	
B310KJ	磷酸盐缓冲液, PBS, pH 7.2 不含钙、镁离子和酚红	500 mL	20012027	SH30256	
B320KJ	磷酸盐缓冲液, PBS, pH 7.4 不含钙、镁离子和酚红	500 mL	10010023	SH30256	
B410KJ	Hank's 平衡盐溶液, HBSS 含碳酸氢钠和钙、镁离子, 不含酚红	500 mL	14025092	SH30268	
B420KJ	Hank's 平衡盐溶液, HBSS 含酚红和碳酸氢钠, 不含钙、镁离子	500 mL	14170112	SH30031	
B430KJ	Hank's 平衡盐溶液, HBSS 含碳酸氢钠, 不含钙、镁离子和酚红	500 mL	14175095	SH30588	30-2213
B610KJ	Earle's 平衡盐溶液, EBSS 含碳酸氢钠, 不含酚红和钙、镁离子	500 mL	14155063		
H310KJ	ActiCHO 无血清培养基 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HT 添加剂	500 mL		SH31039	
H330KJ	DynoCHO 无血清培养基 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HT 添加剂	500 mL	A2661501		
H411KJ	CellTurbo® Feed 7A 补料	500 mL		SH31119	
H412J	CellTurbo® Feed 7B 补料	50 mL		SH31120	
H610KJ	HybGro® CD 杂交瘤细胞培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺	500 mL	11279023	SH30801	
H630KJ	HybGro® 杂交瘤细胞无血清培养基 III 含酚红、L-谷氨酰胺、L-丙氨酸谷氨酰胺	500 mL	12045084		
H832KJ	InsectPro® 昆虫细胞无血清培养基, 无动物源 含 L-谷氨酰胺, 不含酚红	500 mL	10902088	SH30278	
H832KJ	InsectPro® 昆虫细胞无血清培养基, 无动物源 含 L-谷氨酰胺, 不含酚红	500 mL	10486025		
L110KJ	高糖 DMEM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和丙酮酸钠, 不含 HEPES	500 mL	11995065	SH30243	30-2002
L113KJ	高糖 DMEM 培养基 (ATCC 改良) 含 L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 1.5 g/L 碳酸氢钠	500 mL			30-2002

友商产品参照对比表

源培	品名	规格	ThermoFisher	Cytiva	ATCC
L120KJ	高糖 DMEM 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺, 不含丙酮酸钠和 HEPES	500 mL	11965092	SH30022	
L130KJ	高糖 DMEM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 HEPES, 不含丙酮酸钠	500 mL	12430054		
L140KJ	高糖 DMEM 培养基 含 L-谷氨酰胺和 HEPES, 不含酚红和丙酮酸钠	500 mL	21063029	SH30284	
L150KJ	高糖 DMEM 培养基 含酚红, 不含 L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES	500 mL	11960044	SH30081	
L160KJ	无糖 DMEM 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺, 不含丙酮酸钠和 HEPES	500 mL	11966025		
L170KJ	低糖 DMEM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和丙酮酸钠, 不含 HEPES	500 mL	11885084	SH30021	
L180KJ	S-Reduce® 高糖 DMEM 减血清培养基 (Advanced) 含酚红、丙酮酸钠和必需氨基酸 不含 L-谷氨酰胺和 HEPES	500 mL	12491015		
L210KJ	RPMI 1640 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺, 不含 HEPES	500 mL	11875093	SH30809	
L220KJ	RPMI 1640 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 HEPES	500 mL	22400089	SH30255	
L230KJ	RPMI 1640 培养基 含 L-谷氨酰胺, 不含酚红和 HEPES	500 mL	11835030		
L240KJ	RPMI 1640 培养基 (ATCC 改良) 含酚红、4.5 g/L D-葡萄糖、300 mg/L L-谷氨酰胺、1 mM 丙酮酸钠和 10 mM HEPES	500 mL	A1049101		30-2001
L270KJ	无糖 RPMI 1640 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺, 不含葡萄糖和 HEPES	500 mL	11879020		
L310KJ	DMEM/F-12 (1:1) 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 HEPES	500 mL	11330032	SH30023	
L320KJ	DMEM/F-12 (1:1) 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺, 不含 HEPES	500 mL	11320033	SH30271	
L330KJ	S-Reduce® DMEM/F-12 (1:1) 减血清培养基 (Advanced) 含酚红、丙酮酸钠和必需氨基酸, 不含 L-谷氨酰胺和 HEPES	500 mL	12634010		
L340KJ	DMEM/F-12 (1:1) 培养基 含 L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES, 不含酚红	500 mL	11039021		30-2006
L370KJ	DMEM/F-12 (1:1) 培养基, 含 L-谷氨酰胺和谷氨酰胺	500 mL	10565018		
L390KJ	StemGro® DMEM/F-12 (1:1) 培养基 (Knockout) 含酚红, 不含 L-谷氨酰胺和 HEPES	500 mL	12660012		
L410KJ	Ham's F-12 营养培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺	500 mL	11765054	SH30026	
L450KJ	Ham's F-12 K (Kaighn 改良) 营养培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺	500 mL	21127022	SH30526	30-2004
L510KJ	NEM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和 Earle 平衡盐	500 mL	11095080	SH30024	

友商产品参照对比表

品牌	品名	规格	ThermoFisher	Cytiva	ATCC
L520KJ	S-Reduce® MEM 减血清培养基 (Advanced) 含酚红、丙酮酸钠和非必需氨基酸, 不含 L-谷氨酰胺	500 mL	12492013	SH30564	
L530JV	UltraFectin® 转染专用减血清培养基 (OptiMEM) 含酚红、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES	100 mL	31985062		
L330KJ	UltraFectin® 转染专用减血清培养基 (OptiMEM) 含酚红、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES	500 mL	31985070		
L540KJ	MEM 培养基 (ATCC 改良) 含酚红、2 mM L-谷氨酰胺、1 mM 丙酮酸钠和必需氨基酸	500 mL			30-2003
L560KJ	MEM α 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺, 不含核黄素和脱氧核黄素	500 mL	12561056		
L570KJ	MEM α 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺、核黄素和脱氧核黄素	500 mL	12571063	SH30265	
L610KJ	IMDM 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠和 HEPES 不含 β -巯基乙醇和 α -巯基甘油	500 mL	12440053	SH30228	
L620KJ	Leibovitz's L-15 培养基 含酚红、D-半乳糖、L-谷氨酰胺和丙酮酸钠	500 mL	11415064	SH30525	30-2008
L630KJ	McCoy's 5A 培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和蛋白胨, 不含丙酮酸钠和 HEPES	500 mL	16600082	SH30200	30-2007
L640KJ	M199 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺, 不含 HEPES	500 mL	11150059	SH30253	
L660KJ	Williams 培养基 E 含甘氨酸和丙酮酸钠, 不含酚红、L-谷氨酰胺和 HEPES	500 mL	AL1217601		
L670KJ	Schneider's 果蝇细胞培养基 含 L-谷氨酰胺, 不含酚红	500 mL	21720024		
L681KJ	MCDB 131 培养基	500 mL	10372019		
L710KJ	Waymouth MB 752/1 培养基 含酚红和 L-谷氨酰胺	500 mL	11220035		
L820KJ	CO2 独立培养基 含酚红、L-谷氨酰胺和丙酮酸钠, 不含 HEPES	500 mL	18045088		
L912KJ	酸低内毒素无蛋白水, 过滤除菌, 细胞培养基级	500 mL	15230162		
C120JV	角质细胞完全培养基	100 mL	17005042		
M211JO	MAXSCRIPTION(R) Reverse Transcriptase ≥ 200 U/ μ L	1 mL	18080044		
P110LV	高糖 DMEM 培养基, 干粉 含酚红、L-谷氨酰胺和丙酮酸钠, 不含 HEPES	10 L	12800017		
P210LV	RPW 11640 培养基, 干粉 含酚红和 L-谷氨酰胺, 不含 HEPES	10 L	31800089		
P550LV	MEM 培养基, 干粉 含酚红、Earle 平衡盐、L-谷氨酰胺和必需氨基酸	10 L	41500018		
P550LV	MEM 培养基, 干粉 含酚红、Earle 平衡盐、L-谷氨酰胺和必需氨基酸	100 L	41500034	SH30050	

友商产品参照对比表

品牌	品名	规格	ThermoFisher	Cytiva	ATCC
S110JV	青霉素-链霉素-双抗溶液, 100X	100 mL	15140122	SV30010	
S120JV	抗生素-抗真菌素 三抗溶液, 100X	100 mL	15240062	SV30079	
S130JV	庆大霉素, Gentamicin, 10 mg/mL	10 mL	15710064		
S140JO	Zeoicin 选择性抗生素, 100 mg/mL	1 mL	R25001		
S150JV	G418 选择性抗生素, 50 mg/mL	10 mL	10131035	SV30069	
S160JV	潮霉素 B, Hygromycin B, 50 mg/mL	10 mL	10687010	SV30070	
S170JV	两性霉素 B, Amphotericin B, 250 μ g/mL	10 mL	15290018	SV30078	
S180JO	杂和霉素 S, Blasticidin S, 10 mg/mL	1 mL	A1113903		
S190JV	硫酸卡那霉素 Kanamycin 100X (10 mg/mL)	100 mL	15160054		
S210JV	200 mM L-谷氨酰胺溶液	100 mL	25030081	SH30034	
S220JV	MEM 非必需氨基酸溶液 100X	100 mL	11140050	SH30238	
S230JV	MEM 必需氨基酸溶液 50X	100 mL	11130051	SH30598	
S240JV	200 mM L-丙氨酸-谷氨酰胺溶液	100 mL	35050061		
S250JO	嘌呤霉素 Puromycin 10 mg/mL	1 mL	A1113803	SV30075	
S261JV	300 g/L 葡萄糖溶液	100 mL	A2494001		
S310JV	0.25% 胰酶 EDTA 溶液	100 mL	25200056	SH30042	
S310KJ	0.25% 胰酶 EDTA 溶液	500 mL	25200056	SH30042	
S320JV	0.05% 胰酶 EDTA 溶液	100 mL	25300054	SH30236	
S330JV	0.25% 胰酶蛋白酶溶液 不含 EDTA	100 mL	15050065		
S340JV	Trypzyme® 重组胰蛋白酶消化液, 10X 不含酚红, 不含动物源成分	100 mL	A1217701		
S340KJ	Trypzyme® 重组胰蛋白酶消化液, 10X 不含酚红, 不含动物源成分	500 mL	A1217702		
S342JV	Trypzyme® 重组胰蛋白酶消化液, 1X 不含酚红, 不含动物源成分	100 mL	12563011		
S342KJ	Trypzyme® 重组胰蛋白酶消化液, 1X 不含酚红, 不含动物源成分	500 mL	12604021		
S350TV	胰蛋白酶 (1:250), 细胞培养用, 已辐照, 干粉	100 g	27250018		
S361RV	I 型胶原酶, 干粉	100 mg	17100017		
S362RV	II 型胶原酶, 干粉	100 mg	17101015		
S364RV	IV 型胶原酶, 干粉	100 mg	17104019		
S371JV	红细胞裂解液	100 mL	A1049201		
S371KJ	红细胞裂解液	500 mL	A10492		
S380VO	L-谷氨酰胺, 干粉	1 kg	21051040		

友商产品参照对比表

源培	品名	规格	ThermoFisher	Cytiva	ATCC
S410 JV	100mM 丙酮酸钠溶液	100 mL	11360070	SH30239	
S420 JV	MEM 维生素溶液, 100X	100 mL	11120052	SH30599	
S430 J4	N-2 无血清添加剂, 100X	5 mL	17502048		
S440 J7	B-27 无血清添加剂, 50X	10 mL	17504044		
S441 J7	B-27 无血清添加剂, 50X 不含维生素A	10 mL	12587010		
S442 J7	B-27 无血清添加剂, 50X 不含抗氧化剂	10 mL	10889038		
S450 J7	胰岛素-转铁蛋白-硒添加剂, 100X, ITS-G	10 mL	41460045		
S451 J7	胰岛素-转铁蛋白-硒-丙酮酸钠添加剂, 100X, ITS-A	10 mL	51300044		
S452 J7	胰岛素-转铁蛋白-硒-乙醇添加剂, 100X, ITS-X	10 mL	51500056		
S490 J7	抗细胞粘连剂, 无动物源	1 Set	0010057AE		
S490 JV	抗细胞粘连剂 无动物源	100 mL	0010057DG		
S495 JV	化学成分明确的血清浓缩液	100 mL	11905031		
S911 JV	HT 添加剂 100X 用于细胞体外培养	50 mL	11067030		
S912 JV	HAT 添加剂 50X 用于细胞体外培养	100 mL	21060017		
S918 JV	GS 添加剂 50X	100 mL		SH30586.01	
S918 KJ	GS 添加剂 50X	500 mL		SH30586.02	
T110 KJ	LymGro® 淋巴细胞无血清培养基 含酚红, L-谷氨酰胺, L-丙酮酸钠和 HSA	500 mL	0870112DK		
T310 JV	StemGro® 间充质干细胞 (MSC) 扩增培养基 含酚红和胎牛血清替代物	100 mL	A1033201		
T430 KJ	StemGro® E558 多能干细胞培养基套装	450mL+50mL	A2858501		
T440 KJ	StemGro® TeSR 多能干细胞培养基套装	400mL+100mL	05825		
T710 KJ	NeuroGro® 神经元基础培养基 不含 L-谷氨酰胺	500 mL	21103049		
T720 KJ	NeuroGro® 神经元基础培养基-A 不含 L-谷氨酰胺	500 mL	10888022		
T721 KJ	NeuroGro® 神经元基础培养基-A 不含 L-谷氨酰胺和酚红	500 mL	12349015		

以上表格中的Cytiva产品信息来自思拓凡公司网站HyClone品牌产品线, ThermoFisher产品信息来自于赛默飞世尔公司网站Gibco品牌产品线, 仅供参考, 如需产品的替换使用, 请做进一步核实。

我们专注于 细胞培养



源培发展历程

